

Drahtbiegezangen aus hochwertiger Edelstahl Legierung mit exakt gefrästen Zangenspitzen und präzise geführten Schlössern. Ergonomisches, abgerundetes Design für ermüdungsfreies Arbeiten.



CARAT® Krampon-Zange

1 Stück

2040



Krampon- und Drahtschneide bzw. Biegezange, geeignet für harte Drähte bis 1,2 mm und weiche Drähte bis 1,5 mm Durchmesser mit geriffelten und gekerbten Spitzen.



CARAT® Flach-Zange

1 Stück

2041



Spitz- Flachzange Marburger Modell mit zierlichen, geriffelten Führungsspitzen.




CARAT® Young-Zange

1 Stück

2042



Schlaufen- und Bogenbiegezange mit mehrfach gekerbten Spitzen, geeignet für harte Drähte bis 0,7 mm, ideal für Labialbögen.



CARAT® Angle-Zange (HM)

1 Stück

2043



Drahtbiegezange mit einer Vierkant- und einer Rundspitze aus Hartmetall, geeignet für Drähte bis 0,7 mm.



CARAT® Aderer-Zange

1 Stück

2044



Aderer Dreifinger Biegezange, verstärkte Zangenspitzen, geeignet für Drähte bis 0,9 mm.